

[Cat. No.] **K-2963**

**개요**

AccuPower® DAS44406-6 PCR Kit는 ADD-12, 2MEPS, PAT 유전자 도입된 제초제 내성을 갖는 GMO 콩의 DNA를 중합효소 연쇄 반응(PCR, Polymerase Chain Reaction)을 통해 검출할 수 있는 ready-to-use premix 제품입니다.

GMO는 유전공학기술을 이용하여 유용한 유전자를 도입하여 병충해에 강하거나 수확량을 증가시키는 등의 특정 목적에 맞게 개량한 농산물을 말합니다. 안전성 심사를 거쳐 식품의약품안전처로부터 승인을 받은 농산물만이 GMO 식품으로 판매될 수 있습니다. 유전자 변형농산물 의무표시제가 시행됨에 따라 유전자 변형 GMO 식품의 혼입유무를 판별할 수 있는 검정기술 개발이 요구되고 있습니다. 본 제품은 DAS44406-6 GMO 콩에 특이적인 PCR에 필요한 모든 요소(DNA Polymerase, Primers, dNTPs, Reaction buffer)가 PCR tube에 건조되어 있어, 사용자는 주형 DNA와 3차 증류수만 첨가하면 손쉽게 PCR 반응용액을 준비할 수 있습니다. Tracking dye가 포함되어 있어, 반응용액은 별도의 용액 첨가 없이 전기영동을 통해 분석 가능합니다.

**특장점**

- 편리성: Primer를 포함한 PCR 반응에 필요한 모든 물질을 각 PCR tube에 1회 반응씩 건조시킨 PreMix type으로 편리하고 재현성 높은 PCR 반응을 수행할 수 있습니다.
- 높은 특이성 및 민감도: 비특이적 반응을 최소화하고 반응 효율을 극대화하는 Hotstart Top Polymerase를 적용하여 미량의 주형 DNA에서도 target 유전자만을 효과적으로 증폭할 수 있습니다.
- 안정성: PCR 반응 혼합액에 안정화제가 포함되어 있어, solution type 제품보다 안정성이 뛰어납니다.

**제품 조성**

| 제품 조성                                         | 25 µl 반응 |
|-----------------------------------------------|----------|
| Top DNA Polymerase                            | 1 U      |
| dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)                | 각 250 µM |
| Reaction Buffer with 1.5 mM MgCl <sub>2</sub> | 1X       |
| Stabilizer and tracking dye                   | O        |
| DAS44406-6 Forward primer                     | 0.5 µM   |
| DAS44406-6 Reverse primer                     | 0.5 µM   |

\* Note: 본 키트는 연구용 제품이며, 진단용으로 사용할 수 없습니다.

**제품 사양**

| Top DNA Polymerase         |     |
|----------------------------|-----|
| 5'→3' exonuclease activity | No  |
| 3'→5' exonuclease activity | No  |
| 3'-A overhang              | Yes |

**보관법**

AccuPower® DAS44406-6 PCR Kit는 -20°C에서 보관해야 하며, 표시된 유통기한까지 안정합니다.

**온라인 정보**



국문

추가적인 정보를 위해 제품 페이지를 방문하세요

**주문 정보**

| 제품                                                                                         | Cat. No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AccuPower® DAS44406-6 PCR Kit, 0.2 ml thin-wall 8-strip tubes with attached cap / 96 tubes | K-2963   |





**고지**

제품, 서비스, 사양, 설명 등 제공된 모든 정보는 사전 예고 없이 절차에 따라 변경될 수 있습니다.

**기호 설명**

|                              |                                   |                |              |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Batch Code                   | Biological Risks                  | Catalog Number | Caution      |
| Consult Instructions For Use | Contains Sufficient for <n> tests | Do not Re-use  | Manufacturer |
| Research Use Only            | Temperature Limitation            | Use-by Date    |              |

**실험방법**

| 단계               |                                                                                                | 세부 절차                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----|------------------|------|------|---------|--------------|------|------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|-----------------|------|-----|---------|
| 1                | <br>주형 DNA 분주 | 1. 주형 DNA 와 3 차 증류수를 준비한 후, AccuPower® DAS44406-6 PCR Kit 에 주형 DNA 를 넣습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| 2                | <br>반응용액 조성   | 2. 최종 반응용액의 부피가 25 µl 되도록 3 차 증류수를 넣습니다.<br>(PCR 튜브에 건조된 premix 의 부피는 포함하지 않습니다.)<br>3. 반응용액을 vortex 하여 premix 를 완전히 녹인 후, spin down 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| 3                | <br>PCR 반응  | 4. PCR 튜브를 Thermal cycler 에 장착합니다.<br>5. 다음과 같이 PCR 조건을 설정합니다. <table border="1" data-bbox="560 1043 1469 1346"> <thead> <tr> <th>과정</th> <th>온도</th> <th>시간</th> <th>반복수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre-denaturation</td> <td>95°C</td> <td>10 분</td> <td>1 cycle</td> </tr> <tr> <td>Denaturation</td> <td>95°C</td> <td>30 초</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Annealing</td> <td>60°C</td> <td>30 초</td> <td>40 cycles</td> </tr> <tr> <td>Extension</td> <td>72°C</td> <td>30 초</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Final extension</td> <td>72°C</td> <td>7 분</td> <td>1 cycle</td> </tr> </tbody> </table> * <b>Note:</b> 상기 조건은 Thermal cycler 에 따라 변경이 가능합니다. | 과정        | 온도 | 시간 | 반복수 | Pre-denaturation | 95°C | 10 분 | 1 cycle | Denaturation | 95°C | 30 초 |  | Annealing | 60°C | 30 초 | 40 cycles | Extension | 72°C | 30 초 |  | Final extension | 72°C | 7 분 | 1 cycle |
| 과정               | 온도                                                                                             | 시간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 반복수       |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| Pre-denaturation | 95°C                                                                                           | 10 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 cycle   |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| Denaturation     | 95°C                                                                                           | 30 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| Annealing        | 60°C                                                                                           | 30 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 cycles |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| Extension        | 72°C                                                                                           | 30 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| Final extension  | 72°C                                                                                           | 7 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 cycle   |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |
| 4                | <br>결과 분석   | 6. PCR 반응이 종료된 후, 반응용액은 4~8°C 로 유지합니다.<br>7. 반응용액은 loading dye 첨가 없이, 전기영동을 통해 결과를 분석합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |    |    |     |                  |      |      |         |              |      |      |  |           |      |      |           |           |      |      |  |                 |      |     |         |