

## 올리고 주문형태에 대한 설명

### >> Standard Oligo 선택 시

- \* 무상으로 MALDI-TOF Q.C 가 진행되어 Failures 가 없는 깨끗한 Oligo를 받으실 수 있습니다.
- \* Cloning, Sequencing 이상의 실험에 사용되는 Oligo는 PAGE 또는 HPLC 정제를 권장합니다.
- \* MALDI-TOF Q.C 에 합격한 Oligo만 출고함으로 정상 납품 일정보다 지연될 수 있습니다.
- \* MALDI-TOF Q.C mass spectrum은 Oligo Q.C Sheet 에 포함되어 공급됩니다.

### >> Next-Day Oligo 선택 시

- \* 오전 0 시부터 오후 17시까지 주문한 Oligo만 Service 가능하며 주문 다음날(오전 10 시~ 오후 6 시) 수령하실 수 있습니다.
- \* Next-Day Oligo 신청 가능 주문
  - 합성 Scale : 25 nmole , 50 nmole , 200nmole
  - 35mer 이하의 Bio-RP 정제
  - \*\* 2020년 4월 1일부터 확장
  - 합성 Scale : 25 nmole , 50 nmole , 200nmole
  - 45mer 이하의 Bio-RP 정제
  - 15시 이전 주문
- \* Next-Day Oligo 신청 불가능 주문
  - PAGE, HPLC 정제
  - MIX base 와 Modification 이 포함된 Oligo
- \* 아래 지역만 서비스가 가능하며 올리고 주문 건 당 44,000 원~ 110,000 원(VAT 포함)의 Setup Charge 가 별도로 추가됩니다. (2023년 6월 1일 가격인상)
  - 서울, 세종, 광역시(부산, 포항 등 일부제외), 분당, 청주, 전주 : 44,000 원 (시내지역)
  - 수원, 천안, 인천, 울산, 오창 : 55,000 원 (시내지역)
  - 경기(수원, 분당 제외), 시외 지역 : 66,000 원 ~ 110,000 원  
(물류업체의 사정으로 비용 추가 또는 서비스 되지 않을 수 있습니다)
- \* 월요일에서 목요일까지의 주문건만 가능합니다. (휴일 및 주말은 불가능)
- \* 당사의 사정으로 Next-Day Oligo 가 불가능할 경우 Setup Charge 는 부가되지 않습니다.
- \* 주문하시기 전 반드시 고객님의 속한 지역이 Service 가능 지역인지 확인 바랍니다.
- \* 기타 자세한 문의사항은 1588-9788, E-mail : order@bioneer.co.kr로 연락 주시기 바랍니다.