

AccuPrep® Universal RNA Extraction Kit

AccuPrep® Universal RNA Extraction Kit는 Cultured cell, mammalian tissue, plant tissue 등으로부터 RNA를 빠르게 추출할 수 있는 제품입니다. 매우 짧은 실험 시간과 간단한 프로토콜로 높은 수율의 RNA 추출을 보장합니다.

고수율, 고순도 추출

반복된 실험에도 안정적인 수율 보장



안전한 추출

간단하고 안전하게 추출



경제적인 가격

타사대비 경제적인 가격으로 연구비 절약

RNA 추출, 한 샘플당 비용이 얼마나 들까?

#가성비 끝판왕



BIONEER

₩3,000 / rxn

- ✓ 인체에 유해한 시약을 사용하여 건강이 걱정될 때
- ✓ 타사 키트를 사용하지만 수율 대비 가격이 비싸 합리적이지 않을 때
- ✓ 새로 실험을 시작해서 최적의 키트를 알아보고 있을 때
- ✓ 유전자 발현 분석 실험을 진행중이라 mRNA 추출이 필수적일 때

Company T1

₩4,384 / rxn

Company T2

₩4,590 / rxn

Company P

₩5,924 / rxn

Company Q

₩7,184 / rxn

Company A

₩11,615 / rxn

✓ 1달 1Kit (100 rxn) 사용시, 1년간 500만원 이상 절약하실 수 있습니다. (Q사 기준)

바이오니아 제품을 이용하면 타사 대비 동등 이상의 성능으로
최대 74%의 연구비 절감 효과를 얻으실 수 있습니다.

<RNA from cultured cell (HeLa)>

BIONEER

Company Q

	Conc. (ng/μl)	A _{260/280}	A _{260/230}
BIONEER	277.0	2.12	2.30
	183.8	2.11	2.30
Company Q	229.6	2.07	2.21
	147.7	2.07	2.33

Figure 1. Cultured cell RNA extraction by AccuPrep® Universal RNA Extraction Kit
RNA extraction from 1×10⁶ of HeLa cell. DNase was not treated.

<RNA from Plant>

	BIONEER	Company Q
	Conc. (ng/μl)	A _{260/280}
BIONEER	748.2	2.13
	701.0	2.14
Company Q	642.4	2.09
	730.5	2.06

*Elution Volume: 100 μl

Figure 2. Plant RNA extraction by AccuPrep® Universal RNA Extraction Kit
RNA extraction from 100 mg of *Brassica oleracea* var. *italica*. DNase was not treated.

카탈로그 번호	제품명	가격
K-3141	AccuPrep® Universal RNA Extraction Kit, 50 rxns	₩ 170,000
K-3140	AccuPrep® Universal RNA Extraction Kit, 100 rxns	₩ 300,000

BIONEER
Innovation • Value • Discovery

| 바이오니아(본사)

대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (문평동) ☎ 1588-9788 ✉ sales@bioneer.co.kr 🌐 www.bioneer.co.kr

| 강동사무소 | 강서사무소 | 강남사무소 | 강북사무소 | 판교사무소 | 대전·전북사무소 | 대구사무소 | 부산사무소

Life Science Research Company No.1

BIONEER

TOTAL SOLUTION 을 제공합니다

1분에 1건 주문!

AccuOligo® / AccuTarget™

국내 최대의 올리고 합성회사!
“올리고는 **바이오니아**”

AccuPower®

PCR 제품 분야 **특히 72건!**
최근 5년간 **11만** kit 판매 달성



AccuPrep® / MagListo™

국내 **최초** 핵산 추출 키트! 용도에 따라 다양하게
Single Spin column 방식과 **Magnetic Bead를 이용한 핵산 추출**

BIONEER
Innovation • Value • Discovery

| 바이오니아(본사)

대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (문평동) ☎ 1588-9788 ✉ sales@bioneer.co.kr 🌐 www.bioneer.co.kr

| 강동사무소 | 강서사무소 | 강남사무소 | 강북사무소 | 판교사무소 | 대전·전북사무소 | 대구사무소 | 부산사무소